

Anticorpo Monoclonale Di Topo Anti-Cd31/Pecam1 Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P16284

Numero articolo: CM0004743



introduzione

Anticorpo monoclonale diretto contro CD31/PECAM1 umano, validato per WB, IF-P, IHC-P e ELISA. Presenta reattività crociata con il topo. Adatto per studi sull'adesione delle cellule endoteliali, la transmigrazione dei leucociti e la biologia vascolare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CD31/PECAM1 Mouse mAb
Note/Alias	CD31; PECA1; GPIIA'; PECAM-1; endoCAM; CD31/EndoCAM
Specie	Uomo
ID genico (Uomo)	5175
ID genico	5175
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 630-738 di CD31/PECAM1 (NP_000433.4).
Origine	Topo
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	P16284
Peso proteico	83kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio