


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cd320 Per Wb, Elisa - Q9Npf0

Numero articolo: CM0025332



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro CD320 (antigene TCbLR/8D6), validato per WB e ELISA su campioni umani e di topo. Adatto per lo studio della differenziazione, proliferazione delle cellule B e dell'assorbimento della cobalamina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specificazione
Nome prodotto	CD320 Rabbit pAb
Note/Alias	8D6; 8D6A; TCBLR; TCN2R; TCII-R; sCD320; CD320
Specie	Umana
ID gene	51293
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 36-229 della CD320 umana (NP_057663.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umana, Topo
SWISS	Q9NPF0
Peso proteico	29 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio