


Anticorpo Policlonale Anti-Cd328 Per Wb, Elisa - Q9Y286

Numero articolo: CM0021593



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro la CD328 umana (SIGLEC7), validato per WB e ELISA. Ideale per studi sul recettore inibitorio delle cellule natural killer.

Immunogeno ricombinante; reagisce in modo crociato con l'uomo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CD328 pAb di coniglio
Note/Alias	p75; QA79; AIRM1; CD328; AIRM-1; CDw328; D-siglec; SIGLEC-7; SIGLECP2; SIGLEC19P; p75/AIRM1
Specie	Umana
ID genico (Uomo)	27036
ID genico	27036
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 18-144 della CD328 umana (NP_055200.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	Q9Y286
Peso proteico	51kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio