

Anticorpo Monoclonale Anti-Cd34 Per If/Icc, Fc, Elisa - Q64314

Numero articolo: CM0006528

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro CD34 murino, ideale per applicazioni IF/ICC, citometria a flusso e ELISA nella ricerca sulle cellule staminali ematopoietiche. Questo anticorpo assiste nello studio dell'adesione cellulare e dell'ematopoiesi precoce.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CD34 Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	CD34; molecola CD34; GIG3; MORT1
Specie	Mouse
GeneID (umano)	947
GeneID	12490
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 35-287 del CD34 murino (NP_598415.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	IF/ICC, FC, ELISA
Reattività crociata	Mouse
SWISS	Q64314
Peso proteico	35kDa/41kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio