


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd355/Crtam Per Wb, If/Icc, Fc, Elisa - 095727

Numero articolo: CM0007428



introduzione

L'anticorpo monoclonale di coniglio CD355/CRTAM di CamelBio, validato per Western blot, IF/ICC, citometria a flusso ed ELISA. Reattivo con CRTAM umano, una molecola di adesione cellulare che regola l'immunità delle cellule T e NK. Ideale per la ricerca in immunologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio CD355/CRTAM
Note/Alias	CD355; CD355/CRTAM
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	56253
ID Gene	56253
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 18-287 di CD355/CRTAM umano (NP_062550.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, FC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	095727
Peso Proteico	22 kDa/44 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio