


Anticorpo Monoclonale Anti-Cd38 Per Wb, Ihc-P, Fc, Elisa - P28907

Numero articolo: CM0005077



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro il CD38 umano, validato per WB, IHC-P, FC e ELISA. Riconosce il CD38 umano e del cinomolgo, un enzima multifunzionale e recettore chiave per la segnalazione del calcio e la migrazione delle cellule immunitarie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CD38 Rabbit mAb
Annotazioni/Alias	ADPRC1; cADPR1; ADPRC 1
Specie	Uomo
ID genico (Uomo)	952
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, FC, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Scimpanzé cinomolgo
SWISS	P28907
Peso proteico	14 kDa/34 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio