

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Cd38 Per Wb, If/Icc, Fc, Elisa - P56528

Numero articolo: CM0006482



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-CD38 di topo validato per WB, IF/ICC, FC, ELISA. Bersaglia l'ADP-ribosil ciclasi/cADP-riboso idrolasi 1 coinvolta nella segnalazione del calcio e nell'attivazione dei linfociti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo monoclonale coniglio anti-CD38
Note/Alias	I-19; ADPRC 1; Cd38-rs1; CD38
Specie	Topo
ID Gene (Umano)	952
ID Gene (Topo)	12494
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 45-304 del CD38 di topo (NP_031672.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, FC, ELISA
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	P56528
Peso Proteico	34kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio