


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cd38 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P28907

Numero articolo: CM0013586



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro il CD38 umano, validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Rileva il CD38 endogeno in campioni umani, murini e di ratto. Ideale per lo studio dell'attività dell'ADP-ribosil ciclasi, della segnalazione del calcio e della funzione delle cellule immunitarie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CD38 Rabbit pAb
Note/alias	ADPRC1; CADPR1; ADPRC 1; CD38
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	952
GeneID	952
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 43-300 del CD38 umano (NP_001766.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P28907
Peso della proteina	34 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante