

Anticorpo Policlonale Anti-Cd3D Per Wb, Elisa - P04235

Numero articolo: CM0023415

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si lega al CD3d di topo, validato per Western blot e ELISA. Adatto per lo studio della segnalazione del recettore delle cellule T e dell'immunità adattiva in modelli murini.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CD3d pAb coniglio
Note/Alias	T3d; CD3d
Specie	Mouse
Gene ID	12500
Immunogeno	Proteina ricombinante: proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 15-115 del CD3d di topo (NP_038515.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Mouse	
SWISS	P04235
Peso proteico	19KDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio