

## Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd45 Per Fc, Elisa - P08575

Numero articolo: CM0012581



### introduzione

L'anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD45 (clone mAb) riconosce specificamente il CD45 umano (PTPRC, antigene leucocitario comune). Validato per citometria a flusso ed ELISA. Adatto per studi immunologici e sviluppo di saggi diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                                  |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del Prodotto     | mAb di coniglio anti-CD45                                                                                               |
| Note/Alias            | LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105                                                                  |
| Specie                | Umano                                                                                                                   |
| GeneID (Umano)        | 5788                                                                                                                    |
| GeneID                | 5788                                                                                                                    |
| Immunogeno            | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 26-577 del CD45 umano (P08575) |
| Sorgente              | Coniglio                                                                                                                |
| Categoria             | Anticorpi Monoclonali                                                                                                   |
| Applicazione          | FC, ELISA                                                                                                               |
| Reattività Incrociata | Umano                                                                                                                   |
| SWISS                 | P08575                                                                                                                  |
| Peso Proteico         | 131kDa/136kDa/141kDa/143kDa/147kDa                                                                                      |
| Spedizione            | Sacchetto di ghiaccio                                                                                                   |