


Anti-Cd45 Rabbit Polymab® Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P08575 / P06800

Numero articolo: CM0011088



introduzione

CD45 Rabbit PolymAb® è un anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio che si targeting su CD45 umano/topo (P08575/P06800). Validato per WB, IF-P, IHC-P, ELISA, supporta la ricerca sulla biologia dei leucociti e sull'immunodiagnostica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CD45 Rabbit PolymAb®
Note/Alias	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Specie	Umano topo
GeneID (Umano)	5788
GeneID (Topo)	19264
Immunogeno	Proteina ricombinante di CD45 umano/topo
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo
SWISS	P08575/P06800
Peso Proteico	180-240kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio