


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cd5 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P06127

Numero articolo: CM0030951



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-CD5 validato per Western blot, IHC-P ed ELISA. Dimostra reattività crociata con CD5 umano, murino e di ratto. Ideale per studi sulla segnalazione dei linfociti T e sulle interazioni dei linfociti B.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb di Coniglio anti-CD5
Note/Alias	T1; LEU1; CD5
Specie	Umano
GeneID (umano)	921
GeneID	921
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 158-371 del CD5 umano (NP_055022.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P06127
Peso Molecolare Proteico	55kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio