

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cd62P/P-Selectina Per Wb, Ihc-P, Elisa - P16109

Numero articolo: CM0018486



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio CD62P/P-selectina validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce con umano e ratto. Ideale per la ricerca su infiammazione, adesione leucocitaria e attivazione piastrinica dalla piattaforma di materiali grezzi IVD di CamelBio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio CD62P/P-selectina
Note/Alias	CD62; GRMP; PSEL; CD62P; GMP140; LECAM3; PADGEM
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	6403
ID Gene	6403
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 30-200 della CD62P/P-selectina umana (NP_002996.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Ratto
SWISS	P16109
Peso Proteico	91kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio