

Anticorpo Policlonale Anti-Cd66D/Ceacam3 Per Wb, Elisa - P40198

Numero articolo: CM0027836



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro CD66d/CEACAM3, un recettore dei granulociti che media la fagocitosi dei patogeni. Validato per WB e ELISA con reattività crociata verso uomo e topo. Ideale per la ricerca sull'immunità innata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CD66d/CEACAM3 Rabbit pAb
Note / Alias	CEA; CGM1; W264; W282; CD66D; CD66d/CEACAM3
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	1084
ID gene	1084
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-135 della CD66d/CEACAM3 umana (NP_001806.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	P40198
Peso proteico	27kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio