

Anticorpo Monoclonale Anti-Cd74 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P04233

Numero articolo: CM0008983



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro CD74 umano (catena invariante) validato per WB, IHC-P ed ELISA. Mira a un chaperone chiave del complesso maggiore di istocompatibilità di classe II e a un recettore MIF, supportando la ricerca immunitaria e gli studi antivirali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CD74 Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	II; p33; CLIP; DHLAG; HLADG; Ia-GAMMA; CD74
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	972
Gene ID	972
Immunogeno	Peptide Sintetico: Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 1-100 del CD74 umano (P04233).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P04233
Peso Proteico	34kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio