

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd74 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Fc, Elisa - P04233-2

Numero articolo: CM0005260

introduzione

CamelBio fornisce un anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro il CD74 umano (catena invariante, CLIP) validato per WB, IHC-P, IF/ICC, FC ed ELISA. Progettato per la presentazione dell'antigene di classe II dell'MHC e la ricerca in immunologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD74
Note/Alias	II; p33; CLIP; DHLAG; HLADG; Ia-GAMMA
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	972
ID Gene	972
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 73-232 del CD74 umano (NP_004346.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, FC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P04233-2
Peso Proteico	18kDa/24kDa/26kDa/31kDa/34kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio