

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cd74 Per Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P04233

Numero articolo: CM0025262



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-CD74 di alta qualità per WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Rileva CD74 umano (P04233) e presenta reazione crociata con il ratto. Adatto per la ricerca sul chaperone della classe MHC II, il recettore MIF e l'immunità antivirale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CD74 Rabbit pAb
Note / Alias	II; p33; CLIP; DHLAG; HLADG; Ia-GAMMA; CD74
Specie	Umano
ID gene (Umano)	972
ID gene	972
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 73-232 di CD74 umano (NP_004346.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Ratto
SWISS	P04233
Peso proteico	34 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio