

Anticorpo Monoclonale Anti-Cd79B Per Wb, If/Icc, Fc, Elisa - P40259

Numero articolo: CM0006369



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante anti-CD79B di coniglio validato per WB, IF/ICC, FC, ELISA. Rileva il CD79B umano (14/26 kDa) derivato da immunogeno ricombinante. Adatto per la ricerca sulla segnalazione del recettore delle cellule B.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale CD79B di coniglio (mAb)
Osservazioni/Alias	CD79B; AGM6; B29; IGB; molecola CD79b
Specie	Umano
GeneID (Umano)	974
GeneID	974
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 29-159 del CD79B umano (NP_000617.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, FC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P40259
Peso Proteico	14kDa/26kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio