


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cd81 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P60033

Numero articolo: CM0025985



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio Anti-CD81 validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA con reattività crociata verso umano, topo, ratto. CD81 è una tetraspanina coinvolta nella segnalazione delle cellule B, nell'ingresso dell'HCV e nella formazione della sinapsi immunitaria. Ideale per la ricerca in immunologia, malattie infettive e adesione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CD81 Rabbit pAb
Note/Alias	S5.7; CVID6; TAPA1; TSPAN28; CD81
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	975
ID Gene	975
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 114-199 del CD81 umano (NP_004347.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P60033
Peso Proteico	26kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio