


Anticorpo Monoclonale Anti-Cd86 Per Wb, If/Icc, Fc, Elisa - P42081

Numero articolo: CM0002784



introduzione

Questo anticorpo monoclonale di coniglio è mirato al CD86 umano (B7-2, LAB72), una molecola costimolatoria sulle cellule presentanti l'antigene. Validato per WB, IF/ICC, FC ed ELISA, supporta la ricerca sull'attivazione immunitaria e sui checkpoint.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CD86 Coniglio mAb
Osservazioni/Alias	B70; B7-2; B7.2; LAB72; CD28LG2; CD86
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	942
ID Gene	942
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-241 del CD86 umano (NP_787058.5)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, FC, ELISA
Reattività incrociata	Umano
SWISS	P42081
Peso proteico	38kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio