

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd90.2 Per Elisa, Fc - P01831

Numero articolo: CM0011743

introduzione

Anticorpo monoclonale (mAb) di coniglio anti-CD90.2 convalidato per ELISA e citometria a flusso (FC). Riconosce la glicoproteina di membrana Thy-1 del mouse (P01831). Ideale per applicazioni di ricerca in immunologia e neurobiologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio CD90.2
Osservazioni/Alias	T25; CD90; Thy-1; Thy1.1; Thy1.2; Thy-1.2
Specie	Mouse
GeneID (Umano)	7070
GeneID (Mouse)	21838
Immunogeno	Proteina ricombinante di CD90.2 del mouse.
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	ELISA, FC
Reattività crociata	Mouse
SWISS	P01831
Peso proteico	18kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio