

Anticorpo Monoclonale Anti-Cd90/Thy1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P04216

Numero articolo: CM0002795

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio mirante a CD90/Thy1 (UniProt P04216) per western blot, immunohistochemistry e ELISA. Rileva la glicoproteina di membrana Thy-1 umana e del ratto coinvolta nelle interazioni cellula-cellula e nella sinaptogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CD90/Thy1 Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	CD90; CDw90; CD90/Thy1
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	7070
Gene ID	7070
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 del CD90/Thy1 umano (P04216)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Ratto
SWISS	P04216
Peso Proteico	18kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio