

Anticorpo Policlonale Anti-Cd96 Per Wb, Elisa - P40200

Numero articolo: CM0024294



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro il CD96 umano (TACTILE), validato per WB e ELISA. Rileva CD96 in campioni umani, di topo e ratto. Ideale per studiare l'adesione dei linfociti T e delle cellule NK e le risposte immunitarie in fase tardiva.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CD96 Rabbit pAb
Annotazioni/Altri nomi	TACTILE; CD96
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	10225
GeneID	10225
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 270-370 del CD96 umano (NP_937839.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P40200
Peso proteico	66kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio