


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd96/Tactile Per Fc, Elisa - Q3U0X8

Numero articolo: CM0004167



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro CD96/TACTILE di topo. Validato per citometria a flusso (FC) e ELISA. Mira alla proteina di superficie dei linfociti T coinvolta nell'adesione delle cellule NK. Ideale per la ricerca immunologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CD96/TACTILE mAb di coniglio
Annotazioni/Alias	Tactile; 1700109I12Rik
Specie	Topo
GeneID (Uomo)	10225
GeneID (Topo)	84544
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 35-536 di CD96/TACTILE di topo (NP_115854.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	Q3U0X8
Peso proteico	67kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio