

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Cd97 Per Wb, Elisa - P48960

Numero articolo: CM0007119



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-CD97 per applicazioni WB ed ELISA. Specifico per CD97 umano, un GPCR di adesione coinvolto nella migrazione dei leucociti e nelle risposte infiammatorie. Peso molecolare previsto: 92 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CD97 Coniglio mAb
Osservazioni/Alias	CD97; TM7LN1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	976
GeneID	976
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 21-398 del CD97 umano (NP_510966.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	P48960
Peso proteico	92 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio