

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cdc25C Per Wb, Elisa - P30307

Numero articolo: CM0022399



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-CDC25C di alta qualità, convalidato per WB ed ELISA. Reagisce con CDC25C umano, murino e di ratto. Ideale per la ricerca sul ciclo cellulare e sulla mitosi. SWISS: P30307.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CDC25C Rabbit pAb
Note/Alias	CDC25; PPP1R60; CDC25C
Specie	Umano
GeneID (umano)	995
GeneID	995
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-130 della CDC25C umana (NP_001781.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P30307
Peso della proteina	53 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante