

Anticorpo Policlonale Anti-Cdk11B Per Wb, If/Icc, Elisa - P21127

Numero articolo: CM0015214



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro CDK11B umano, validato per Western blot, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con umano e topo. Ideale per studiare la regolazione della trascrizione e dello splicing, il ciclo cellulare e la funzione del centromero.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CDK11B Rabbit pAb
Note/Alias	p58; PK58; CDK11; CLK-1; CDC2L1; PITSLREA; p58CLK-1; CDK11-p46; CDK11-p58; p58CDC2L1; CDK11-p110; CDK11B
Specie	Umano
GeneID	984
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-130 di CDK11B umano (NP_277021.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	P21127
Peso Proteico	93kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio