

Polimab® Anti-Cdk4 Da Coniglio Per Wb, Ip, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P11802

Numero articolo: CM0004311



introduzione

Anticorpo monoclonale da coniglio diretto contro la CDK4 umana, adatto per WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca sul ciclo cellulare e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[Convalidato KO] CDK4 PolymAb® da coniglio
Note/Alias	CMM3; PSK-J3
Specie	Umana
GeneID (umano)	1019
GeneID	1019
Immunogeno	Peptide sintetico Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 204-303 della CDK4 umana (NP_000066.1).
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P11802
Peso proteico	34kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio