


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cdk5 Per Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q00535

Numero articolo: CM0028533



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-CDK5 validato per WB, IF/ICC, IP, ELISA. Riconosce CDK5 umano, murino e di ratto. Essenziale per lo sviluppo neuronale. Ideale per la ricerca sul ciclo cellulare, l'apoptosi e la neurodegenerazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[Convalidato KO] CDK5 Rabbit pAb
Note/Alias	LIST7; PSSALRE; K5
Specie	Uomo
GeneID (Umano)	1020
GeneID	1020
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-292 della CDK5 umana (NP_004926.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q00535
Peso proteico	33kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio