

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cdkn1A Per Wb, Elisa - P39689

Numero articolo: CM0022230

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-CDKN1A di alta qualità validato per WB ed ELISA. Reagisce con CDKN1A (p21) di topo e ratto, un inibitore chiave del ciclo cellulare. Ideale per la ricerca sul cancro e sul danno al DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CDKN1A Rabbit pAb
Note/Alias	P21; CDKI; CIP1; SDI1; Waf1; mda6; CAP20; Cdkn1; p21WAF; p21Cip1; CDKN1A
Specie	Topo
GenelD (umano)	1026
GenelD	12575
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-159 di CDKN1A di topo (NP_031695.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Topo, Ratto
SWISS	P39689
Peso Proteico	18kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio