

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cdkn1A/P21Cip1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P38936

Numero articolo: CM0015941



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro CDKN1A/p21CIP1 per Western blot, IHC, IF ed ELISA. Convalidato su umano, topo, ratto. Adatto per la ricerca sul ciclo cellulare e sulla risposta al danno al DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio CDKN1A/p21CIP1
Note/Alias	P21; CIP1; SDI1; WAF1; CAP20; CDKN1; MDA-6; p21CIP1; CDKN1A/p21CIP1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1026
GeneID	1026
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-164 di CDKN1A/p21CIP1 umano (NP_000380.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P38936
Peso Proteico	18kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio