

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cdsn Per Wb, Elisa - Q15517

Numero articolo: CM0015097

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-CDSN di alta qualità, validato per Western blot ed ELISA. Mostra reattività crociata con campioni umani, murini e di ratto. Indicato per la ricerca sulla barriera epidermica e sulla pelle.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CDSN Rabbit pAb
Note/alias	PSS; HTSS; PSS1; HTSS1; HYPT2; CDSN
Specie	Umana
GeneID (umano)	1041
GeneID	1041
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 100-200 della CDSN umana (NP_001255.3).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q15517
Peso della proteina	52 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante