

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Cdyl2 Per Wb, Elisa - Q8N8U2

Numero articolo: CM0031091



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità specifico per la proteina simile al dominio cromatina Y 2 (CDYL2/PCCP1). Adatto per Western blot e ELISA, reagisce incrociato con umano, topo e ratto. Supporta la ricerca sulle proteine nucleari e sull'epigenetica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CDYL2 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	PCCP1; CDYL2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	124359
GeneID	124359
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 60-230 del CDYL2 umano (NP_689555.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q8N8U2
Peso proteico	57kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio