


Anticorpo Policlonale Anti-Celf2 Per Wb E Elisa - 095319

Numero articolo: CM0029433



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro CELF2 umano, una proteina legante l'RNA che regola lo splicing, la stabilità dell'mRNA e la traduzione. Adatto per WB e ELISA, convalidato per l'uso nella ricerca in biologia dell'RNA e negli studi sulle malattie neurologiche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CELF2 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	ETR3; DEE97; ETR-3; NAPOR; CELF-2; CUGBP2; BRUNOL3; CUG-BP2; CELF2
Specie	Umano
GeneID	10659
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 422-521 di CELF2 umano (NP_006552.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	095319
Peso proteico	54kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio