


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cenpc Per Wb, If/Icc, Elisa - Q03188

Numero articolo: CM0012609



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità che bersaglia CENPC umano (Proteina del centromero C, ~107 kDa). Validato per applicazioni WB, IF/ICC e ELISA con reattività crociata verso il ratto. Ideale per la ricerca su cinetocori e centromeri.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CENPC Rabbit mAb
Note/Alias	MIF2; hcp-4; CENP-C; CENPC1; CENPC
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	1060
ID gene	1060
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 380-520 di CENPC umano (Q03188)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Ratto
SWISS	Q03188
Peso proteico	107kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio