


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ceruloplasmina Per If-P, Elisa - P00450

Numero articolo: CM0014311



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la ceruloplasmina umana, adatto per IF-P ed ELISA. Reagisce anche con topo e ratto. Per studi sul metabolismo del ferro e sull'attività ferroxidasica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Ceruloplasmina pAb di coniglio
Note/Alias	CP-2; AB073614; Ceruloplasmina
Specie	Umana
ID del gene (umano)	1356
ID del gene	1356
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 680-790 della ceruloplasmina umana (NP_000087.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	IF-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P00450
Peso della proteina	122 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante