


Anticorpo Policlonale Anti-Cflip Per Wb, Elisa - 015519

Numero articolo: CM0023326



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro cFLIP umano (regolatore dell'apoptosi simile a CASP8 e FADD) per Western blot, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Adatto per la ricerca sull'apoptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	cFLIP Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	CASH; FLIP; MRIT; CLARP; FLAME; cFLIP; Casper; FLAME1; c-FLIP; FLAME-1; I-FLICE; c-FLIPL; c-FLIPR; c-FLIPS; CASP8AP1
Specie	Umano
GeneID	8837
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 90-240 del cFLIP umano (NP_003870.4).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	015519
Peso proteico	55kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio