

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Cgas Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q8N884

Numero articolo: CM0008929



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio che si targeting cGAS umano (MB21D1, C6orf150), adatto per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Riconosce una banda di ~59 kDa. Reagente chiave per studi sull'immunità innata e sul sensing del DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	cGAS Rabbit mAb
Note/Alias	MB21D1; h-cGAS; C6orf150
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	115004
Gene ID	115004
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 430-522 del cGAS umano (NP_612450.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Umano
SWISS	Q8N884
Peso proteico	59 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio