

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Chdh Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Ne62

Numero articolo: CM0019288

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro CHDH umana (colina deidrogenasi, mitocondriale). Validato per WB, IHC-P, ELISA e rileva le specie umana, di topo e di ratto. Adatto per lo studio del metabolismo della colina, dell'autofagia mitocondriale e delle relative vie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	CHDH Rabbit pAb
Note/Alias	CHDH
Specie	Umana
GeneID (Umano)	55349
GeneID	55349
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 245-594 della CHDH umana (NP_060867.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	Q8NE62
Peso Proteico	65kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio