

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-IL12B Di Pollo Per Wb E Elisa - Q6X0K9

Numero articolo: CM0023560

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-IL12B di pollo convalidato per WB e ELISA. Riconosce la IL-12B (IL-12p40) di pollo, una subunità di citochina secreta di 36 kDa. Ideale per la ricerca di immunologia aviare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Chicken IL12B Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	IL-12B; IL-12p40
Specie	Gallus
GenelD	404671
Immunogeno	Proteina ricombinante corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 21-315 della IL12B di pollo (NP_998736.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Gallus
SWISS	Q6X0K9
Peso proteico	36kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio