

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Chm Per Wb, Elisa - P24386

Numero articolo: CM0009168

introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-CHM per Western blot e ELISA. Rileva la proteina 1 di accompagnamento Rab umana (REP-1), essenziale per la prenilazione delle proteine Rab. Adatto per l'analisi di proteine citosoliche. - P24386

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CHM Coniglio mAb
Osservazioni/Alias	TCD; GGTA; REP-1; DXS540; HSD-32; CHM
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	1121
Gene ID	1121
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 del CHM umano (P24386)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	P24386
Peso proteico	73kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio