

Anti-Chmp4B Anticorpo Policlonale Di Coniglio Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9H444

Numero articolo: CM0027374



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che mira a CHMP4B (VPS32B), validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Essenziale per studi sul complesso ESCRT-III nella formazione di MVB, citochinesi e ricerca virologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Descrizione
Nome Prodotto	CHMP4B Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	SNF7; CTPP3; Shax1; CHMP4A; SNF7-2; VPS32B; CTRCT31; Vps32-2; C20orf178; dj553F4.4; CHMP4B
Specie	Umano
GeneID (umano)	128866
GeneID	128866
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9H444
Peso Proteico	25kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio