

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Chn1 Per Wb E Elisa - P15882

Numero articolo: CM0025682



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-CHN1 convalidato per Western blot e ELISA, reattivo con Uomo, Topo e Ratto. Prodotto contro proteina CHN1 ricombinante, ideale per lo studio dello sviluppo neuronale e della guida assonale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CHN1 Rabbit pAb
Note/Alias	NC, CHN, DURS2, ARHGAP2, RHOGAP2, CHN1
Specie	Uomo
GeneID	1123
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-200 della CHN1 umana (NP_001813.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P15882
Peso proteico	53kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio