

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Chrna5 Per Wb E Elisa - P30532

Numero articolo: CM0021190

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio che si lega a CHRNA5, validato per Western blotting e ELISA. Reagisce con CHRNA5 umano e murino, una subunità del recettore nicotinico neuronale coinvolta nella dipendenza da nicotina. Adatto per la ricerca neuroscientifica e sulla dipendenza.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CHRNA5 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	LNCR2; CHRNA5
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	1138
Gene ID	1138
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente gli aminoacidi 23-240 di CHRNA5 umano (NP_000736.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	P30532
Peso proteico	53kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio