


Anticorpo Policlonale Anti-Chrne Da Coniglio Per Wb, Elisa - Q04844

Numero articolo: CM0016215



introduzione

Anticorpo policlonale da coniglio anti-CHRNE validato per WB ed ELISA, che riconosce la subunità epsilon del recettore dell'acetilcolina umana, murina e del ratto. Ideale per la ricerca sulla giunzione neuromuscolare e sui canali ionici. SWISS: Q04844.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CHRNE Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	MGI; FIM1; FIMG; ACHRE; CMS1D; CMS1E; CMS2A; CMS4A; CMS4B; CMS4C; FCCMS; FIMG1; SCCMS; CMS1A1; CHRNE
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1145
GeneID	1145
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 21-239 di CHRNE umano (NP_000071.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q04844
Peso proteico	55kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio