

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cromogranina A Per If-P, Ihc-P, Elisa - P10645

Numero articolo: CM0010910



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Cromogranina A validato per IF-P, IHC-P, ELISA. Reagisce in modo crociato con uomo, topo, ratto. Ideale per la ricerca nel campo neuroendocrino, cardiovascolare e dell'immunità innata. - P10645

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Cromogranina A Rabbit mAb
Annotazioni / Alias	CGA; PHE5; PHE5; Cromogranina A
Specie	Uomo
GeneID	1113
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa negli aminoacidi 1-100 della Cromogranina A umana (P10645)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P10645
Peso proteico	51kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio