


Anticorpo Policlonale Anti-Ciao1 Da Coniglio Per Wb, Elisa - 076071

Numero articolo: CM0030507



introduzione

Anticorpo policlonale anti-CIAO1 da coniglio convalidato per WB e ELISA, specifico per CIAO1 umano (CIA1/WDR39), un fattore di assemblaggio del ferro-zolfo citosolico; mostra reattività crociata con topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla biogenesi delle proteine Fe/S e sulla segregazione cromosomica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CIAO1 Rabbit pAb
Note/alias	CIA1; WDR39; CIAO1
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	9391
ID gene	9391
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-339 della CIAO1 umana (NP_004795.1).
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	076071
Peso proteico	38kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio