


Anticorpo Policlonale Anti-Ciap1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13490

Numero articolo: CM0017475



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che rileva cIAP1 (BIRC2) umano, di topo e di ratto. Convalidato per Western blot, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Bersaglia l'E3 ubiquitina ligasi che regola l'apoptosi e la segnalazione di NF- κ B.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	cIAP1 Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	API1, MIHB, HIAP2, RNF48, cIAP1, Hiap-2, c-IAP1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	329
GeneID	329
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 331-420 di cIAP1 umano (NP_001157.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q13490
Peso proteico	70kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio