


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cidea Per Wb, Ihc-P, Elisa - O60543

Numero articolo: CM0025371



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio Anti-CIDEA validato per WB, IHC-P ed ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Mira alla fusione delle gocce lipidiche e all'apoptosi. Ideale per la ricerca metabolica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CIDEA Rabbit pAb
Note/Alias	CIDE-A; CIDEA
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	1149
ID Gene	1149
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 20-219 di CIDEA umana (NP_001270.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Topo, Ratto
SWISS	O60543
Peso Proteico	25kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio