


Anticorpo Monoclonale Anti-Cirbp Per Wb, Ip, If-P, Ihc-P, Elisa - Q14011

Numero articolo: CM0003635



introduzione

Anticorpo monoclonale rabbit anti-CIRBP validato per WB, IP, IF-P, IHC-P e ELISA. Reagisce con la proteina CIRBP umana, una proteina legante l'RNA a induzione da freddo coinvolta nella risposta allo stress e nella sopravvivenza cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CIRBP Rabbit mAb
Note / Alias	CIRP; CIRBP
Specie	Umana
GeneID (umano)	1153
GeneID	1153
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-172 della CIRBP umana (Q14011)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	Q14011
Peso proteico	19kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio